

Alfa- beta og gammastråling


Forsøg med RISØ-kilderne

Start med at lave en opstilling som vist herunder:

Men inden du monterer den radioaktive kilde skal du huske at måle baggrundsstrålingen.



Baggrundsstråling (10 sek.) = _____



	Kilde	Papir	Papir	Papir	Alum.	Alum.	Alum.	Bly	Bly	bly
Alfa										
Beta										
Gamma										

	Kilde ren	Papir. Gennemsnit	Aluminium gennemsnit	Bly gennemsnit
Alfa				
Beta				
Gamma				

Konklusion: